



Greifhilfe "Bort EasyLife" 75 cm



Greifhilfe mit speziellen Gummilippen zum Greifen von grossen und kleinen Gegenständen (Flaschen, Nadeln, etc.). Ergonomisch geformter Griff. Mit 2 Einstellmöglichkeiten: kurzer Hebelweg - normaler Kraftaufwand bei uneingeschränkter Greiffähigkeit der Hand; längerer Hebelweg - geringerer Kraftaufwand bei eingeschränkter Greiffähigkeit der Hand. Mit Arretierung, d.h., gegriffene Gegenstände werden auch nach dem Loslassen des Griffhebels gehalten.



Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-760541
Regulärpreis	CHF 52.95
Ihr Preis	CHF 52.95
Rabatt	0%