



## Greifhilfe "Helpinghand Sue Classic" Länge 53 cm, faltbar



Diese Greifhilfen erleichtern das Aufnehmen leichter Alltagsgegenstände bei eingeschränkter Beweglichkeit. Ein Magnet am vorderen Ende der Greifzange ermöglicht das Aufheben von kleinen Metallteilen.

### Produkteangaben

- Länge 53 cm
- Grifflänge 10 cm
- Greiföffnung ca. 7 cm / einstellbar
- Gewicht 175 g



## Produktangaben

Artikelnummer	HELP-0066340
Regulärpreis	CHF 22.70
Ihr Preis	CHF 22.70
Rabatt	0%