



## Medikamentendosierer "Medi-7"



Medi-7, ist eine zuverlässige Hilfe (Medikamentendosierer) für alle Menschen, die regelmässig mehrmals täglich Arzneimittel einnehmen. Medi-7, dient der Arzneimittelsicherheit und kontrolliert die richtige Einnahme der vom Arzt verordneten Medikamente.

Medi-7 ist übersichtlich und einfach in der Handhabung, die grossen Einzelfächer, für 7 Tage, bieten genügend Platz zur Aufnahme von mehreren Medikamenten.

### Produkteangaben

- Behälter-Abmessung: 122 x 113 x 49 mm
- Einzel-Dosengrösse: 45 x 108 x 17 mm (7 Stk.)
- Medikamenten-Fachgrösse: 41 x 25 x 14 mm (4 Fächer)



- 
- Gewicht: 235 gr
  - Spülmaschinentauglich



---

## Produktangaben

Artikelnummer	BEHR-0082140
Regulärpreis	CHF 32.40
Ihr Preis	CHF 32.40
Rabatt	0%