



Aktivlifter aks-mini-dualo



Aktivlifter aks-mini-dualo

Der aks-mini-dualo dient, in Verbindung mit aks-Aufrichtgurt mit Brustschleife der Umsetzung und Aufrichtung einer Person.

Produktdetails

- hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fusshebel
- zwei feststellbare Rollen
- mechanische Notabsenkung
- Notaus-Schalter
- optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung



- einfaches Umrüsten zum Standard-Lifter möglich

Technische Daten

- Gesamthöhe 119.5 cm
- Fahrgestelllänge 108.1 cm
- Anschlaghöhe max. 184.6 cm, min. 103.2 cm
- Hebebereich 81.4 cm
- innere Breite max. 82.5 cm, min. 49.9 cm
- Höhe des Fahrgestells 11 cm
- Freiraum des Fahrgestells 6 cm
- Wendedurchmesser 131.7 cm
- Höchstreichweite vom Fahrgestell aus 51.2 cm
- Laufrollendurchmesser hinten 10 cm, vorne 7.5 cm
- Eingangsspannung 24V AC, 50 Hz
- Gewicht (ohne Bügel und Gurt) 38.5 kg
- max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe wasserblau
- Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer	REHA-463001
Regulärpreis	CHF 2198.05
Ihr Preis	CHF 2198.05
Rabatt	0%