



Aktivlifter AKS-Torneo II



Aktivlifter AKS-Torneo II

Der mobile Aktivlifter aks-torneo II ist vorzugsweise für Personen mit Restmobilität einsetzbar. Der Vorgang des Aufrichtens erfolgt besonders schonend. Kinematik hat Priorität, die Bewegungen des Patienten werden optimal durch den Lifter unterstützt.

Produktdetails

- optimale Kinematik ermöglicht schonendes Aufrichten und Absetzen von Personen
- sicherer Transfer in stehender und auch in sitzender Position
- kompakte Masse, ebenfalls für kleine Personen und Kinder verwendbar
- Einsatz in kleinen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- ergonomischer Aktivlifter mit geringem Gesamtgewicht zur anwenderfreundlichen Bedienung
- rüchenschonende Pflege für den Betreuer
- Notaus-Schalter bei elektrischen Störungen, optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung
- hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fusshebel und



stabile Konstruktion

- inkl. Aufrichtgurt Grösse M

Technische Daten

- Gesamthöhe 113.6 cm
- Länge des Fahrgestells 99.9 cm
- max. Anschlaghöhe 118.3 cm
- min. Anschlaghöhe 90 cm
- Hebebereich 28.5 cm
- Höhe der Schienbeinstütze (Oberkante) von 41 bis 58 cm
- Trittbretthöhe 9.8 cm
- Breite des Fahrgestells innen 45 bis 77.1 cm
- Höhe des Fahrgestells 12 cm
- Freiraum des Fahrgestells 7 cm
- Laufrollendurchmesser hinten 10 cm, vorne 7.5 cm
- Blei-Gel-Akku
- Betriebsspannung 24V
- Gewicht 44 kg
- max. Arbeitslast 150 kg
- Farbe lichtgrau
- Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer	REHA-463004
Regulärpreis	CHF 3434.3
Ihr Preis	CHF 3434.30
Rabatt	0%