



Aufstehlifter ISA STANDARD



Aufstehlifter ISA STANDARD

Die vielseitig einsetzbare Steh- und Aufrichthilfe ermöglicht einen sicheren und komfortablen Transfer.

Produktdetails

- integrierter Akku
- integriertes Netzteil
- Not-Aus-Schalter
- manuelle und elektrische Notabsenkung
- Handbedienteil



- für selbstständige Nutzer mit geringem Bedarf an Unterstützung
- ergonomische Handgriffe
- teleskopierbarer Hebearm lässt sich an die Körpergröße des Nutzers anpassen
- höhenverstellbare und bewegliche Unterschenkelstütze
- flexible und gesicherte Haken für die schnelle und einfache Befestigung der Gurte
- Schiebestange sorgt für leichte Manövrierfähigkeit
- Fusspedal mit rutschhemmender und grosser Oberfläche
- reduziert gehaltene, geschwungene Basis
- geringes Eigengewicht
- lässt sich werkzeuglos demontieren
- Variante mit manueller Fahrgestell-Spreizung
- Variante mit elektrischer Fahrgestell-Spreizung

Technische Daten

- Länge 108 cm
- Breite 63.5 cm
- Gesamthöhe 165 bis 180 cm (je nach Hebearmposition)
- Hubbereich 50.5 bis 67.5 cm
- Fahrgestellweite 49.5 bis 96 cm
- Fahrgestellhöhe 11 cm
- Bodenfreiheit 3.5 cm
- Rollengrösse 10 cm
- Wendekreis 126 cm
- Gewicht 48 kg
- max. Belastbarkeit 160 kg
- Farbe hellgrau
- Verkaufseinheit 1 Stück



Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
REHA-463192	elektrische-fahrgestell-spreizung	CHF 3'337.85
REHA-463191	manuelle-fahrgestell-spreizung	CHF 2'200.50