



Katapultsitz Original Uplift



Katapultsitz Original Uplift

Die mechanische Aufstehhilfe. Uplift übernimmt 80% Ihres Gewichtes.

Produktdetails

- Einfache Anwendung
- Sicherer Sitz
- Ohne Strom
- Hohe Sicherheit
- Einfache Pflege
- Höchster Sitzkomfort



-
- Lange Haltbarkeit
 - Transportabel und leicht
 - Sitz mit viskoelastischem Schaumstoff
 - Gasdruckfeder
 - Variante für Körpergewicht 35 bis 105 kg
 - Variante für Körpergewicht 90 bis 160 kg

Technische Daten

- Unterteil Länge 41 cm, Breite 38 cm
- Sitz Länge 48 cm, Breite 43 cm
- Sitzhöhe geöffnet 26 cm, geschlossen 5 cm
- Gewicht 4 kg
- Farbe schwarz
- Verkaufseinheit 1 Stück



Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
REHA-985850	fuer- koerpergewicht-35-bis-105-kg	CHF 242.30
REHA-985849	fuer- koerpergewicht-90-bis-160-kg	CHF 254.40
