



## Transfer- und Umsetzhilfe Molift Raiser Pro



## Transfer- und Umsetzhilfe Molift Raiser Pro

Die ergonomische Transferplattform.

### Produktdetails

- ergonomischer Durchmesser der Handgriffe
- zwei Höhen zur Befestigung des Gürtels
- Form der Halteknöpfe erleichtert das Einhängen des Gurtes
- weiche, geformte, höhen- und winkelverstellbare Beinstützen
- Einhandeinstellung der hygienisch gepolsterten Beinstützen
- zentrale Bremse für beide Räder in Signalfarbe und auditiver Rückmeldung



- 
- Handgriff zum Transport der Fussplatte
  - niedrige Einstiegshöhe
  - Aluminium Platte pulverbeschichtet sowie Anti-Slip-Kunststoffoberfläche mit Fussgrafik
  - schnelle Montage durch Schraubverschluss von Handgriff und Bodenplatte
  - Material: pulverbeschichtetes Aluminium, Kunststoff, Stahl und Chrom

## Technische Daten

- Höhe 120 cm
- Tiefe 63 cm
- Breite 54 cm
- Step-on 3.5 cm
- Ø Handgriffe 2.6 bis 2.8 cm
- Gewicht Basisplatte 5.4 kg, Handgriff 5.3 kg
- Gesamtgewicht 10.7 kg
- max. Belastbarkeit 170 kg
- Verkaufseinheit 1 Stück



---

## Produktangaben

Artikelnummer	REHA-390346
Regulärpreis	CHF 1009.45
Ihr Preis	CHF 1009.45
Rabatt	0%