



Abduktions-Kissen "CareWave XL"



Dieses Kissen wird zur Abduktion der Knie oder der Unterarmlagerung verwendet. Die Füllung besteht zu 100 % aus Polystyrol. Der Bezug besteht aus bi-elastischem Polyamidgewebe (47 %) mit antibakterieller PU-Beschichtung (53 %). Er ist wasserdicht, atmungsaktiv, abwaschbar und wischdesinfektionsfest. Masse 15 x 30 x 20 cm. Farbe blau.



Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-450817
Regulärpreis	CHF 95.55
Ihr Preis	CHF 95.55
Rabatt	0%