



## Badewannenlift «KANJO Eco» • Ohne Bezug



## Badewannenlift «KANJO Eco»

Der KANJO Power schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege.

### Produktdetails

- für alle üblichen Badewannengrößen
- ergonomische Sitz- und Rückenfläche
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Rückenlehne absenkbar 40°
- stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck



- extrem standfeste Bodenplatte
- zerlegbar in 2 Hauptbestandteile
- einstellbare Liegeposition

## Technische Daten

- Ohne Bezug
- inkl. 3 Zellen Lithium-Ionen-Akku
- Gesamthöhe 110.5 cm
- Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht 69 cm, Rückenlehne abgesenkt 90 cm
- Sitzbreite mit Seitenklappen 71 cm, ohne Seitenklappen 37.5 cm
- Sitztiefe 50 cm
- Sitzhöhe 6.5 bis 45.5 cm
- Rückenlehne 35 x 68 cm
- max. Belastbarkeit 140 kg
- Gewicht mit Handsteuerung 10.8 kg
- Verkaufseinheit 1 Stück



---

## Produktangaben

Artikelnummer	REHA-380388
Regulärpreis	CHF 407.95
Ihr Preis	CHF 407.95
Rabatt	0%