



Badewannenlift «KANJO Power» • Ohne Bezug



Badewannenlift «KANJO Power»

Der KANJO Power schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege.

Produktdetails

- für alle üblichen Badewannengrößen
- ergonomische Sitz- und Rückenfläche
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Rückenlehne absenkbar 40°
- stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck



-
- extrem standfeste Bodenplatte
 - zerlegbar in 2 Hauptbestandteile
 - einstellbare Liegeposition

Technische Daten

- ohne Bezug
- inkl. 4 Zellen Lithium-Ionen-Akku
- Gesamthöhe 110.5 cm
- Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht 69 cm, Rückenlehne abgesenkt 90 cm
- Sitzbreite mit Seitenklappen 71 cm, ohne Seitenklappen 37.5 cm
- Sitztiefe 50 cm
- Sitzhöhe 6.5 bis 45.5 cm
- Rückenlehne 35 x 68 cm
- max. Belastbarkeit 140 kg
- Gewicht mit Handsteuerung 10.8 kg
- Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer	REHA-380392
Regulärpreis	CHF 432.7
Ihr Preis	CHF 432.70
Rabatt	0%