



## Badelift "Petermann II wasserhydraulisch"



Badelift Petermann II, betrieben mit Wasserdruck (min. 2 bar, max. 6 bar).

Der PM II bietet perfekten Badekomfort. Die Proportionale absenkbare Rückenlehne ermöglicht entspanntes Baden bis zu den Schultern. Die Rückenlehne lässt auch für das Auf- und Absenken feststellen.

### Produktdetails

- Max. Sitzhöhe in der Wanne: 42 cm
- Min. Sitzhöhe in der Wanne: 7 cm
- Sitzfläche: 39 x 55 cm
- Sitzfläche inkl. Seitenklappen: 69 x 55 cm
- Max. Belastung: 130 kg
- Notwendiger min./max. Wasserdruck: 2-6 bar
- Gewicht: 12 kg



## Produktangaben

Artikelnummer	MOBX-0095900
Regulärpreis	CHF 1728.60
Ihr Preis	CHF 1728.60
Rabatt	0%