



## Badewannen-Drehsitz INVACARE Sorrento



## Badewannen-Drehsitz INVACARE Sorrento

Badewannen-Drehsitz mit Hygieneausschnitt, Armlehnen und Rückenlehne. Sicherer und individuell anpassbarer Badewannen-Drehsitz.

### Produktdetails

- sichere Positionierung durch rutschfeste Befestigungsarme kompatibel mit allen Standardbadewannen
- erleichtert Transfer durch Drehfunktion
- einfaches drehen durch lösen des Klemmhebels.

### Technische Daten

- Gesamthöhe 52 cm
- Gesamtbreite 71 bis 76 cm
- Gesamttiefe 65 cm
- Breite zwischen den Armlehnen 45 cm



- 
- Sitzbreite 40 cm
  - Sitztiefe 40 cm
  - Rückenlehnenbreite 50 cm
  - Rückenlehnenhöhe 38 cm
  - Höhe des Rückenlehnenpolsters 28 cm
  - Armlehnenhöhe 20 cm
  - Armlehnenlänge 28 cm
  - Hygieneausschnitt
  - Breite 14 cm, Tiefe 17 cm
  - max. Belastbarkeit 130 kg
  - Gewicht 6 kg
  - Farbe weiss-grau
  - Verkaufseinheit 1 Stück



## Produktangaben

Artikelnummer	REHA-441586
Regulärpreis	CHF 173.05
Ihr Preis	CHF 173.05
Rabatt	0%