

Badewannenbrett «Etac Fresh»



Badewannenbrett «Etac Fresh»

Das Badewannenbrett Fresh ist leicht zu montieren. Die einfach einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen stützen das Badewannenbrett an der Innenseite der Badewanne optimal ab. Der serienmässig gelieferte Handgriff ist gut zu greifen und erhöht die Sicherheit. Er ist der Sendung beigelegt und kann einfach montiert werden oder auch weggelassen werden.

Produktdetails


Brettlänge 69 cm



-
- Breite: 36–27–30 cm
 - Höhe: 4 cm
 - Einstellbereich der Sicherungstopfen: max. 63.6 cm, min. 39.0 cm
 - Gewicht: 2.1 kg
 - Maximale Belastbarkeit: 130 kg
 - Material: Polypropylen

Brettlänge 74 cm

- Breite: 36–27–30 cm
- Höhe: 4 cm
- Einstellbereich der Sicherungstopfen: max. 68.6 cm, min. 43.2 cm
- Gewicht: 2.3 kg
- Maximale Belastbarkeit: 130 kg
- Material: Polypropylen



Produktvariationen

SKU	Länge	Preis
RBFH-0063920	69-cm	CHF 59.95
PETE-0057020	74-cm	CHF 59.95