



## Badewannendrehstuhl «Bano»



## Badewannendrehstuhl «Bano»

Flexibler Badewannendrehstuhl, auch für übergrosse Badewannen.

### Produktdetails

- Mit Hygieneausschnitt
- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- 90° drehbar
- Korrosionsschutzter Rahmen
- Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff



- 
- Auflagebügel für Badewannenränder mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
  - Fixierung durch gummierte Klemmschrauben
  - Sitzhöhe über Badewannenrand 4 cm
  - Leicht zu reinigen

## Technische Daten

- Sitzhöhe über Badewannenrand 4 cm
- Gesamtbreite 70 bis 84 cm
- Gesamttiefe 57 cm
- Gesamthöhe 54.5 cm
- Sitzfläche 40 x 40 cm
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Gewicht ca. 6.3 kg
- Farbe weiss



---

## Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-440230
Regulärpreis	CHF 389.00
Ihr Preis	CHF 389.00
Rabatt	0%