



## Badewannengriff HUGO



## Badewannengriff HUGO

Gibt sicheren Halt beim Betreten und Verlassen der Badewanne.

### Produktdetails

- zwei Griffe zur optimalen Unterstützung
- leicht zu montieren
- vielfache Verstellmöglichkeiten
- seitlicher Griff nach Bedarf links oder rechts anzubringen
- die flexibel gelagerte und nach allen Richtungen bewegliche Innenauflage ermöglicht eine vollflächige, sehr kräftige Befestigung



- 
- Material Kunststoff, Edelstahl und Antirutschgummi

## Technische Daten

- Griffhöhe ab Badewannenrand verstellbar von 8 cm bis 14 cm
- Klemmbreite verstellbar von 2.9 cm bis 13.5 cm
- Gewicht 2.5 kg
- Belastbarkeit bis 120 kg vertikal und horizontal
- Farbe weiss
- Verkaufseinheit 1 Stück



---

## Produktangaben

Artikelnummer	REHA-441444
Regulärpreis	CHF 195.35
Ihr Preis	CHF 195.35
Rabatt	0%