



Saughaltegriff «Solido» Länge 32.5 cm



Saughaltegriff «Solido» Länge 32.5 cm

Die ideale Hilfe zum Halten und Aufstehen in der Badewanne oder Dusche.

Produktdetails

- Vielseitig und schnell einsetzbar auf allen glatten Flächen
- Vakuum-Kipphebel erzeugt extrastarke Saugkraft
- Kein Schrauben oder Bohren
- Für eine Hand
- Länge der Grifffläche 10 cm
- Gewicht 0.6 kg
- Zerlegbar
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Lieferung komplett einsatzbereite Einheit

Technische Daten



-
- Durchmesser Sauger 12 cm
 - Abstand zur Wand 3.5 cm
 - Bis 70 kg Zugkraft belastbar
 - Farbe weiss
 - Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-440380
Regulärpreis	CHF 95.7
Ihr Preis	CHF 95.70
Rabatt	0%