



Dusch- und Toilettenrollstuhl Clean • Höhenverstellbar



Dusch- und Toilettenrollstuhl Clean • Höhenverstellbar

Der höhenverstellbare Clean ist einzigartig funktionell und äusserst variabel.

Produktdetails

- Sitzfläche nach hinten offen
- arretierbare Armlehnen sind zur Seite schwenkbar und abnehmbar
- Fussplatte in der Höhe verstellbar und komplett unter den Stuhl schiebbar
- der Stuhl passt perfekt auch über wandhängende Toiletten
- Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Sitz- und Rückenfläche, sowie Armlehnen und Fussstütze aus Polypropylen
- Höhenadapter aus Edelstahl
- alle Räder feststellbar
- ohne Eimeraufnahme
- ohne Eimer

Technische Daten



-
- Gesamthöhe 102 bis 114.5 cm
 - Gesamtbreite 54 cm
 - Breite zwischen den Armlehnen 4.5 cm
 - Sitzhöhe einstellbar 47.5 bis 60 cm
 - Sitzbreite 48 cm
 - Sitztiefe 44 cm
 - Armlehnenlänge 36 cm
 - Armlehnenhöhe 22 cm
 - Höhe bis zum Sitz 42 bis 54.5 cm
 - Rad Ø 12.5 cm
 - Gewicht 14.2 kg
 - max. Belastbarkeit 130 kg
 - Farbe weiss
 - Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer	REHA-390098
Regulärpreis	CHF 838.20
Ihr Preis	CHF 838.20
Rabatt	0%