



Duschhocker «Delphi» mit Hygieneausschnitt



Duschhocker ermöglichen bequemes und sicheres Duschen auch im Sitzen. Dieser Duschhocker aus Aluminium ist leicht und höhenverstellbar. Das Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit.

Produktdetails

- Mit Hygieneausschnitt
- Sicher, stabil und platzsparend
- Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Geringes Eigengewicht
- Dreifache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

Technische Daten

- Sitzhöhe: 45/50/55 cm
- Sitzfläche Durchmesser: 38 cm



-
- Gewicht: 1.6 kg
 - Belastbarkeit: 180 kg
 - Farbe: Weiss



Produktangaben

Artikelnummer	DRIV-0106400
Regulärpreis	CHF 70.8
Ihr Preis	CHF 70.80
Rabatt	0%