



Duschhocker «DELPHI TURN»



Duschhocker «DELPHI TURN»

Mit drehbarer Sitzfläche. Erleichtert den Transfer und die tägliche Hygiene.

Produktdetails

- leicht drehbare Sitzfläche
- 3-fache Sitzhöhenverstellung
- hautfreundliche Beschichtung
- sicherer Stand durch Gummifüße
- einfache Reinigung



Technische Daten

- Sitzhöhe einstellbar auf 46.2 / 51.2 / 56.2 cm
- Gesamtbreite max. 38 cm
- Durchmesser der Sitzfläche 38 cm (32.5 cm)
- Gewicht 3.1 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer	REHA-390229
Regulärpreis	CHF 184.60
Ihr Preis	CHF 184.60
Rabatt	0%