



## Duschstuhl «DURO KD»



## Duschstuhl «DURO KD»

Duschstuhl «DURO KD» mit Rückenlehne und Haltegriffen im Sitz. Der Duschstuhl «DURO KD» ermöglicht bequemes und sicheres Duschen.

### Produktdetails

- Bequem, sicher, stabil und zerlegbar
- Einfach zu transportieren und zu verstauen
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- 5-fache Sitzhöhenverstellung



- 
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
  - 3-fach verstellbare Rückenlehne einsteckbar
  - Einfach zu reinigen
  - Geringes Eigengewicht

## Technische Daten

- Gesamtbreite 53 cm
- Sitzhöhe 40 bis 52 cm
- Sitzbreite 50 cm
- Sitztiefe 30 cm
- Gewicht 2.9 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe weiss



---

## Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-390227
Regulärpreis	CHF 122.60
Ihr Preis	CHF 122.60
Rabatt	0%