



Toilettenrollstuhl "BONN"



5 Zoll Schwenkräder, vorne und hinten mit Feststellbremse und Richtungsfeststeller.

Produktdetails

- Ideal für den Wiedereinsatz
- Sehr strapazierfähig und schmutzunempfindlich
- Einfache Reinigung mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln
- Hautfreundlich
- Keine rostenden Schweissnähte
- Keine Ecken und Kanten
- Leichter seitlicher Ein- und Ausstieg durch abschwenkbare Armlehnen
- Abschwenkbare, höhenverstellbare und abnehmbare Fussstützen



-
- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit integriertem Schiebegriff
 - Überfahrbarkeit aller handelsüblichen WC-Becken
 - 4 gebremste Räder
 - Inkl. Eimer

Technische Daten

- Tiefe 87 cm
- Breite 56 cm
- Sitztiefe 45 cm
- Sitzhöhe 53 cm
- Sitzbreite 46 cm
- Überfahrhöhe mit Eimeraufnahme 44 cm, ohne Eimeraufnahme 47 cm
- Geprüft bis 130 kg Körperlast
- Gewicht 14.5 kg
- Farbe grau/blau



Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-310551
Regulärpreis	CHF 445.30
Ihr Preis	CHF 445.30
Rabatt	0%