



## Toilettensitzerhöhung «AQUATEC 90000»



## Toilettensitzerhöhung «AQUATEC 90000»

Aquatec 90000 ist eine leicht zu installierende Toilettensitzerhöhung. Mit Deckel und Armlehnen. Hochklappbare, ergonomische Armlehnen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen. Bei Bedarf kann auch nur eine Armlehne eingesetzt werden.

Deckel und Toilettensitz lassen sich durch ein neues Clipsystem ganz ohne Werkzeug von der Befestigungsplatte entfernen.

Glatte Flächen und fließende Konturen ermöglichen eine einfache Reinigung. Rostfrei, da alle Teile aus Kunststoff gefertigt sind.



---

## Produktdetails

- Sitzbreite: 36.5 cm
- Sitztiefe: 39 cm
- Gesamtbreite mit Armlehnen: 54 cm
- Gesamtbreite ohne Armlehnen: 38 cm
- Gesamttiefe: 47.5 cm
- Breite zwischen Armlehnen vorne/hinten: 47/44 cm
- Sitzerrhöhung vorne/hinten: 9/10 cm
- Belastbarkeit: 150 kg
- Farbe: weiss



---

## Produktangaben

Artikelnummer	GORD-0056160
Regulärpreis	CHF 228.50
Ihr Preis	CHF 228.50
Rabatt	0%