



Toilettensitzerhöhung «Hi-Loo» 10 cm, mit Deckel



Toilettensitzerhöhung «Hi-Loo» 10 cm, mit Deckel

Hi-Loo ist eine stabile Toilettensitzerhöhung, die einfach und schnell wieder abgenommen werden kann, wenn sie nicht benötigt wird. Dadurch eignet sie sich auch für die Mitnahme auf Reisen.

4 verstellbare, mit Haftgummi beschichtete Klammern, ermöglichen eine Anpassung an die Rundung des WC-Beckens. Hi-Loo sitzt so fest an seinem Platz und bietet Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen.

Produktdetails



Aussenmasse:

- Tiefe = 39 cm
- Breite = 36 cm
- Höhe = 10 cm

Öffnung:

- Tiefe = 27 cm
- Breite = 20 cm

Material:

- Polypropylen

Gewicht:

- 1.5 kg



Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-0085360
Regulärpreis	CHF 93.30
Ihr Preis	CHF 93.30
Rabatt	0%