



## Toilettensitzerhöhung Hi-Loo fest • Für feste Montage



## Toilettensitzerhöhung Hi-Loo fest • Für feste Montage

Die Hi-Loo zur festen Montage auf der Keramik.

### Produktdetails

- ergonomisch geformte Sitzfläche
- Schnappverschluss ermöglicht das einfache Abnehmen der Sitzeinheit zur Reinigung
- Sitzeinheit aus Polypropylen
- Befestigung aus Aluminium
- Erhältlich mit Erhöhung um 6 und 10 cm



---

## Technische Daten

- Gewicht ca. 2.6 kg bei Erhöhung um 6 cm
- Gewicht ca. 3.4 kg bei Erhöhung um 10 cm
- Breite 60 cm
- Öffnung 27 x 19.5 cm
- Abstand zwischen den Schraublöchern 12.8 bis 20.2 cm
- max. Belastbarkeit 150 kg
- Verkaufseinheit 1 Stück



---

## Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
REHA-390058	erhoehung-um-10-cm	CHF 137.90
REHA-390056	erhoehung-um-6-cm	CHF 137.90