



Toilettensitzerhöhung «Kowsky» 10 cm mit Deckel



Toilettensitzerhöhung «Kowsky» 10 cm mit Deckel

Mit Deckel. Leicht montierbar. Passend für fast alle handelsüblichen Toilettenbecken. Sichere Fixierung durch 2 verstellbare seitliche Klemmen. Ergonomisches Design. Hintere und vordere Öffnung für komfortable und persönliche Hygiene. Robust, langlebig. Angenehme Oberflächentemperatur. Einfach zu reinigen, sterilisierbar in Autoklaven.

Technische Daten

- Sitzbreite 36.9 cm
- Sitztiefe 40.7 cm



-
- Sitzhöhe vorne 10 cm
 - Sitzhöhe hinten 11 cm
 - Gesamtbreite 36.9 cm
 - Gesamttiefe 41.5 cm
 - Breite der Öffnung 21.5 cm
 - Tiefe der Öffnung 27 cm
 - Max. Belastbarkeit 160 kg
 - Gewicht 1.25 kg
 - Farbe weiss mit blauen Befestigungsschrauben



Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-0441551
Regulärpreis	CHF 52.50
Ihr Preis	CHF 52.50
Rabatt	0%