



## Therapiehilfsmittel "ETC-Perfetti" Serie A2-3



Exklusive Therapiehilfsmittel nach Prof. Perfetti. Die Hilfsmittel wurde für die kognitiven therapeutischen Übungen konzipiert, und werden nach den spezifischen Vorgaben von Prof. Perfetti gefertigt.

### Lieferumfang

- 1 neigungsverstellbares Brett zur 2-fachen Nutzung. Die Oberfläche ist aus Plexiglas, unter der Kartons mit Bewegungsbahnen eingeschoben werden können; das andere mit doppelter siebbedruckter Gradeinteilung, für Übungen der oberen sowie der unteren Extremitäten.
- 3 Federbrettchen mit geformter Griff-Oberfläche und halbkugelförmiger Bewegungsfläche. Jedes Brettchen hat eine Feder mit unterschiedlicher Festigkeit
- 1 Brettchen auf einer steifen Halbkugel
- 1 bewegliche Grundplatte für die oberen oder die unteren Extremitäten, mit drei siebbedruckten Schwingbrettchen aus unterschiedlichen Dimensionen und mit unterschiedlicher Drehungsachse.
- 5 Schaumstoffkissen unterschiedlicher Festigkeit
- 5 Halbkugeln mit derselben Höhe und verschiedenen Durchmessern. Von der Platte unterschiedlich gefärbt leicht erkennbar.
- 5 Halbkugeln mit demselben Durchmesser und verschiedenen Höhen. Von der Platte



---

unterschiedlich gefärbt leicht erkennbar.

- 1 Therapiemittel für Gewichtserkennungsübungen der Finger, Serie aus 12 Stücken in 3 unterschiedlichen Gewichten (gelochte Zylinder auf die Halter einzustecken).
- 1 Koffer mit Mittelhaltern, um die komplette Serie leicht zu transportieren.
- 1 "Perfetti" Buch mit Übungen.



## Produktangaben

Artikelnummer	FUMA-0026620
Regulärpreis	CHF 1245.00
Ihr Preis	CHF 1245.00
Rabatt	0%