



Elektromobil «Moving Life ATTO»



Elektromobil «Moving Life ATTO»

Das intelligenteste Hochleistungs-Elektromobil auf dem Markt. Sehen Sie die Welt - und werden Sie gesehen - mit ATTO.

Der revolutionäre Mechanismus von ATTO erlaubt es, das Elektromobil zu einem Rollkoffer zu falten oder in zwei Teile zu zerlegen.

Im Fahr-Modus wiegt ATTO 29 kg (exkl. Batterien). Im kompakten Rollkoffer-Modus ist das Elektromobile der ideale Begleiter für Auto-, Bahn- und Flugreisen. Im geteilten Modus lassen sich die zwei Teile ganz einfach in den Kofferraum heben oder Treppen hochtragen.



Produktdetails

- Lässt sich leicht zu einem Rollkoffer zusammenfalten
- Kann in 2 leichte Teile geteilt werden, was ein einfaches Anheben des Gerätes ermöglicht
- Ideal für Auto-, Bahn- und Flugreisen
- Eingebauter USB-Ladeanschluss
- Verstellbare Sitzhöhen: 3 fixe Höhen von 56 bis 61 cm
- Farbe: Weiss


Technische Daten

- Max. Nutzergewicht: 120 kg
- Empfohlene min. Körpergrösse: 150 cm
- Max. Geschwindigkeit: 6.4 km/h
- Max. Reichweite: 20 km Reichweite nach einer Batterieladezeit von 4 bis 5 Stunden
- Steigungsleistung: max. 6 Grad
- Bodenfreiheit: 10 cm
- Wendekreis: Radius 135 cm
- Grösse Koffer-Modus (L x B x H): 39 x 44.5 x 72 cm
- Grösse Fahr-Modus (L x B x H): 120 x 58.2 x 90 cm
- Gewicht (exkl. Batterien) vordere Hälfte: 12 kg
- Gewicht (exkl. Batterien) hintere Hälfte: 17 kg
- Gesamtgewicht (exkl. Batterien): 29 kg
- Gewicht Batterien: 1.85 kg
- Batterie: 48 Volt Lithium-Ionen 249.6 Wh | Sicherheitszertifikat IEC 62133 | Zertifiziert für See- und Lufttransport UN 38.3
- Ladegerät: UL- und CE-geprüft, Selbstabschaltungsfunktion, 110-240 V
- Motor: bürstenlos, Permanentmagnet, Gleichstrommotor, robuster Bremsmechanismus
- Verstellbare Sitzhöhen: 3 fixe Höhen von 56 bis 61 cm | spezielle 4. Sitzhöhe für Kinder
- Materialien: Aluminium in Luftfahrtqualität, High-Tech-Kunststoffe, Nylon-verstärktes ABS, PU-gefüllte nicht-pneumatische Bereifung
- Schutzart: IP54, geschützt gegen Staub in schädigender Menge, vollständiger Schutz gegen Berührung und Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

MIETE



Die Rehabilitations-Systeme AG bietet als Alternative zum Kauf auch die Möglichkeit einen oder mehrere Hilfsmittel zu besonders attraktiven und fairen Konditionen zu [mieten](#). Haben sie Fragen? Dann nehmen Sie einfach mit uns [Kontakt](#) auf. Wir beraten Sie gerne, kompetent, umfassend und für Sie vollkommen unverbindlich.



Produktvariationen

SKU	Lieferung	Preis
MOVI-AT01100B20	selbstabholer-selbstmontage-fr-0	CHF 3'490.00
MOVI-AT01100B20MS	montage-fuer-selbstabholer-fr-90	CHF 3'580.00
MOVI-AT01100B20FS	frachtlieferung-selbstmontage-fr-100	CHF 3'590.00
MOVI-AT01100B20MF	montage-frachtlieferung-fr-150	CHF 3'640.00
MOVI-AT01100B20MLI	montage-lieferung-instruktion-fr-270	CHF 3'760.00