



Elektromobil «Moving Life ATTO SPORT»



Elektromobil «Moving Life ATTO SPORT»

Das intelligenteste Hochleistungs-Elektromobil auf dem Markt. Sehen Sie die Welt - und werden Sie gesehen - mit ATTO SPORT.

Der revolutionäre Mechanismus von ATTO SPORT erlaubt es, das Elektromobil zu einem Rollkoffer zu falten oder in zwei Teile zu zerlegen.

Im Fahr-Modus wiegt ATTO SPORT 30 kg (exkl. Batterien). Im kompakten Rollkoffer-Modus ist das Elektromobile der ideale Begleiter für Auto-, Bahn- und Flugreisen. Im geteilten Modus lassen sich die zwei Teile ganz einfach in den Kofferraum heben oder Treppen hochtragen.



Produktdetails

- Max. Nutzergewicht: 120 kg
- Lässt sich leicht zu einem Rollkoffer zusammenfalten
- Kann in 2 leichte Teile geteilt werden, was ein einfaches Anheben des Gerätes ermöglicht
- Ideal für Auto-, Bahn- und Flugreisen
- Eingebauter USB-Ladeanschluss
- Verstellbare Sitzhöhen: 3 fixe Höhen von 56 bis 61 cm
- Tempomat
- Scheibenbremse vorne für zusätzliche Sicherheit
- Anti-Diebstahl-Funkschlüssel
- Eingebaute Frontleuchten
- Rücklicht im Hebebügel
- Farbe: Dunkelgrau

Technische Daten

- Max. Nutzergewicht: 120 kg
- Empfohlene min. Körpergrösse: 150 cm
- Max. Geschwindigkeit: 10 km/h
- Max. Reichweite: 20 km Reichweite nach einer Batterieladezeit von 4 bis 5 Stunden
- Steigungsleistung: max. 6 Grad
- Bodenfreiheit: 10 cm
- Wendekreis: Radius 135 cm
- Grösse Koffer-Modus (L x B x H): 39 x 44.5 x 72 cm
- Grösse Fahr-Modus (L x B x H): 120 x 58.2 x 90 cm
- Gewicht (exkl. Batterien) vordere Hälfte: 12.5 kg
- Gewicht (exkl. Batterien) hintere Hälfte: 17.5 kg
- Gesamtgewicht (exkl. Batterien): 30 kg
- Gewicht Batterien: 2.1 kg
- Batterie: 48 Volt Lithium-Ionen 249.5 Wh | Sicherheitszertifikat IEC 62133 | Zertifiziert für See- und Lufttransport UN 38.3
- Ladegerät: UL- und CE-geprüft, Selbstabschaltungsfunktion, 110-240 V
- Motor: bürstenlos, Permanentmagnet, Gleichstrommotor, robuster Bremsmechanismus
- Bereifung: Stossdämpfende Luftlos-Reifen
- Verstellbare Sitzhöhen: 3 fixe Höhen von 56 bis 61 cm



-
- Materialien: Aluminium in Luftfahrtqualität, High-Tech-Kunststoffe, Nylon-verstärktes ABS, PU-gefüllte nicht-pneumatische Bereifung
 - Schutzart: IP54, geschützt gegen Staub in schädigender Menge, vollständiger Schutz gegen Berührung und Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

MIETE

Die Rehabilitations-Systeme AG bietet als Alternative zum Kauf auch die Möglichkeit einen oder mehrere Hilfsmittel zu besonders attraktiven und fairen Konditionen zu [mieten](#). Haben sie Fragen? Dann nehmen Sie einfach mit uns [Kontakt](#) auf. Wir beraten Sie gerne, kompetent, umfassend und für Sie vollkommen unverbindlich.



Produktvariationen

SKU	Lieferung	Preis
MOVI-AT02100B0FS	frachtlieferung-selbstmontage-fr-100	CHF 4'695.00
MOVI-AT02100B0MF	montage-frachtlieferung-fr-150	CHF 4'745.00
MOVI-AT02100B0MS	montage-fuer-selbstabholer-fr-90	CHF 4'685.00
MOVI-AT02100B0MLI	montage-lieferung-instruktion-fr-270	CHF 4'865.00
MOVI-AT02100B0	selbstabholer-selbstmontage-fr-0	CHF 4'595.00