



Kabinenscooter «Cabin Car Mk2 Plus»



Kabinenscooter «Cabin Car Mk2 Plus»

Suchen Sie nicht weiter nach dem besten Kabinenscooter. Scooterpac ist das Gütesiegel für hervorragende Mobilität. Der Kabinenscooter «Cabin Car Mk2 Plus» von Scooterpac wurde entwickelt, um Ihnen alles zu bieten, was Sie sich wünschen.

Der «Cabin Car Mk2 Plus» ist bei weitem der fortschrittlichste, luxuriöseste und markanteste Kabinenscooter auf dem heutigen Markt. Es ist das einzige Elektromobil, das über eine Innenraumheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Rückfahrkamera und hintere Parksensoren verfügt.

Sicherheit hat oberste Priorität

Eine sichere Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Umfeldbeleuchtung gehören zur Standardausstattung. Mit der Rückfahrkamera war Einparken noch nie so einfach. Das kristallklare Rückfahrdisplay ermöglicht es Ihnen, Ihre Umgebung in aller Ruhe zu beobachten.



So sind Sie für jedes Wetter gerüstet

Die vollisolierte Glasfaserschale und die serienmässige Innenraumheizung sorgen für Wärme und Schutz vor den Elementen. In den gemässigten Monaten lassen sich beide Fenster herunterkurbeln, so dass eine kühle Brise wehen kann.

Hohes Mass an Handwerkskunst

Die Technik- und Elektronikexperten von Scooterpac stellen jeden einzelnen «Cabin Car Mk2 Plus» in dem malerischen Dorf Oulton Broad in Suffolk, England her. Das hohe Mass an Handwerkskunst wird mit mehr als 50 Arbeitsstunden sichergestellt.

Komfort- & Sicherheitsausstattung

- 9"-Leichtmetallfelgen
- Bordcomputer
- Daumen-Bedienelemente
- Digitales Armaturenbrett
- Dual-Speed-Scheibenwischer
- Externer Ladeanschluss
- Externes Ladekabel (0.7 m)
- Grosser Getränkehalter
- Helle LED-Rückleuchten
- Hintere Parksensoren
- Innenbeleuchtung
- Innenraum-Heizung
- Karosseriefarbene Spiegel
- Leicht zugängliche Türen
- Leistungsstarke LED-Scheinwerfer
- Luxus-Kapitänssitz
- Rückfahrkamera
- Sanftes Beschleunigungssystem
- Strapazierfähige Fussmatten
- Türeinstiegsleisten
- Umfeldbeleuchtung
- Ultra-weiche Federung
- Vierfach verstellbare Fahrposition
- Windschutzscheibenwaschanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zwei USB-Ladeanschlüsse

Technische Daten



- Antrieb: Hinterantrieb, versiegeltes Getriebe, maximale Motorleistung 1'400 W
- Geschwindigkeit: 10 km/h | führerschein- & zulassungsfrei nutzbar
- Batterien: 2 x 75 Ah | 2 x 120 Ah
- Maximale Reichweite: bis zu 35 km | bis zu 55 km*
- Bremsen: Elektromagnetisch
- Ladekapazität: 178 kg
- Bodenfreiheit 150 mm (unbeladen)
- Grösse (L x B x H): 1'580 x 765 x 1'690 mm
- Bereifung 13" / 330 mm
- Radaufhängung: Einzelaufhängung
- Wenderadius: 3'250 mm
- Steigungsleistung: max. 12 Grad*
- Höhe der Sitzlehne: 737 mm
- Sitzbreite: 482 mm
- Farben: Eisblau, Gletscherweiss, Kirschrot und Waldgrün

* Reichweite und Steigungsleistung können lastabhängig (Beladung, Nutzung der Heizung, Geländebeschaffenheit, Batterieladezustand, etc.) auch geringer ausfallen.



Produktvariationen

SKU	Batterien	Farbe	Lieferung	Preis
SCOO-1000120LI	2-x-120-ah	eisblau	lieferung-instrukti on-fr-250-00	CHF 12'050.00
SCOO-1000120	2-x-120-ah	eisblau	selbstabholer- fr-0-00	CHF 11'800.00
SCOO-1020120LI	2-x-120-ah	gletscherweiss	lieferung-instrukti on-fr-250-00	CHF 12'050.00
SCOO-1020120	2-x-120-ah	gletscherweiss	selbstabholer- fr-0-00	CHF 11'800.00
SCOO-1030120LI	2-x-120-ah	kirschrot	lieferung-instrukti on-fr-250-00	CHF 12'050.00
SCOO-1030120	2-x-120-ah	kirschrot	selbstabholer- fr-0-00	CHF 11'800.00
SCOO-1010120LI	2-x-120-ah	waldgruen	lieferung-instrukti on-fr-250-00	CHF 12'050.00
SCOO-1010120	2-x-120-ah	waldgruen	selbstabholer- fr-0-00	CHF 11'800.00
SCOO-100075LI	2-x-75-ah	eisblau	lieferung-instrukti on-fr-250-00	CHF 11'050.00
SCOO-100075	2-x-75-ah	eisblau	selbstabholer- fr-0-00	CHF 10'800.00
SCOO-102075LI	2-x-75-ah	gletscherweiss	lieferung-instrukti on-fr-250-00	CHF 11'050.00
SCOO-102075	2-x-75-ah	gletscherweiss	selbstabholer- fr-0-00	CHF 10'800.00
SCOO-103075LI	2-x-75-ah	kirschrot	lieferung-instrukti on-fr-250-00	CHF 11'050.00
SCOO-103075	2-x-75-ah	kirschrot	selbstabholer- fr-0-00	CHF 10'800.00
SCOO-101075LI	2-x-75-ah	waldgruen	lieferung-instrukti	CHF 11'050.00



on-fr-250-00

SCOO-101075

2-x-75-ah

waldgruen

selbstabholer-
fr-0-00

CHF 10'800.00
