



Elektromobil «Berggais»



Elektromobil «Berggais»

Komfort- & Sicherheitsausstattung

- Standardmässig mit Koffer vorne
- Leicht bedienbare Steuerkonsole
- Sehr gut lesbare Anzeige
- Laufstark und ausdauernd, auch auf unwegsamem Gelände

Technische Daten

- Grösse (L x B x H): 1700 x 690 x 1280 mm
- Gewicht ohne Batterien: 114 kg
- Maximale Motorleistung: 1400 Watt
- Radaufhängung: Einzelaufhängung
- Ladekapazität: max. 178 kg
- Steigungsleistung: max. 12 Grad*
- Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h



-
- Batterien: 2 x 120 Ah
 - Maximale Reichweite: bis zu 75 km*
 - Farben: Blau und Rot

* Reichweite und Steigungsleistung können lastabhängig (Beladung, Nutzung der Heizung, Geländebeschaffenheit, Batterieladezustand, etc.) auch geringer ausfallen.



Produktvariationen

SKU	Farbe	Lieferung	Preis
RSYS-0101060LI	blau	lieferung-instruktion-fr-250-00	CHF 3'700.00
RSYS-0101020LI	rot	lieferung-instruktion-fr-250-00	CHF 3'700.00
RSYS-0101060	blau	selbstabholer-fr-0-00	CHF 3'450.00
RSYS-0101020	rot	selbstabholer-fr-0-00	CHF 3'450.00