



## Elektromobil «Berggais R9S»



## Elektromobil «Berggais R9S»

### Komfort- & Sicherheitsausstattung

- Standardmässig mit Koffer vorne
- Leicht bedienbare Steuerkonsole
- Sehr gut lesbare Anzeige
- Laufstark und ausdauernd, auch auf unwegsamem Gelände

### Technische Daten



- Grösse (L x B x H): 1700 x 690 x 1280 mm
- Gewicht ohne Batterien: 114 kg
- Maximale Motorleistung: 1400 Watt
- Radaufhängung: Einzelaufhängung
- Ladekapazität: max. 178 kg
- Steigungsleistung: max. 12 Grad\*
- Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
- Batterien: 2 x 120 Ah
- Maximale Reichweite: bis zu 75 km\*
- Farben: Blau und Rot

\* Reichweite und Steigungsleistung können lastabhängig (Beladung, Nutzung der Heizung, Geländebeschaffenheit, Batterieladezustand, etc.) auch geringer ausfallen.

## MIETE

Die Rehabilitations-Systeme AG bietet als Alternative zum Kauf auch die Möglichkeit einen oder mehrere Hilfsmittel zu besonders attraktiven und fairen Konditionen zu [mieten](#). Haben sie Fragen? Dann nehmen Sie einfach mit uns [Kontakt](#) auf. Wir beraten Sie gerne, kompetent, umfassend und für Sie vollkommen unverbindlich.



## Produktvariationen

SKU	Farbe	Lieferung	Preis
RSYS-0101060LI	blau	lieferung-instruktion-fr-250-00	CHF 4'050.00
RSYS-0101020LI	rot	lieferung-instruktion-fr-250-00	CHF 4'050.00
RSYS-0101060	blau	selbstabholer-fr-0-00	CHF 3'800.00
RSYS-0101020	rot	selbstabholer-fr-0-00	CHF 3'800.00