



Kabinenscooter «Pizol»



Bleiben Sie auch bei Kälte, Wind und Schnee mobil!

Pizol – Der Kabinenscooter für grausiges Wetter

Grundausrüstung

- Elektromobil mit unvergleichlich hohem Komfort
- Komplett geschlossene Fahrerkabine
- Türen beidseits, abschliessbar
- Seitliche Scheiben absenkbar
- Scheibenwischer mit Wischwasserdüse und Wischwassertank
- Frontscheibe und Innenraum beheizbar
- All-Terrain-Bereifung

Technische Daten

- Abmessung: (L x B x H) 159 x 71 x 160 cm
- Bodenfreiheit: 12 cm
- Rückfahrkamera



- Parksensoren
- Gewicht Fahrbereit: 220 kg
- Gewicht Ohne Batterien: 172 kg
- Aktionsradius: *50 km
- Ladekapazität: max 200 kg
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Steigungsleistung: max. 12 Grad
- Wendekreis: 140 cm
- Räder vorn/Hinten: Ø 34 cm/Luft
- Batterien: 2 x 12V 100Ah
- Maximale Motorleistung: 1400 Watt
- Bremssystem: elektromagnetisch

* Aktionsradius kann lastabhängig (Beladung, Nutzung der Heizung, Geländebeschaffenheit, Batterieladezustand, etc.) auch geringer ausfallen.



Produktvariationen

SKU	pa_farbe	Preis
RSYS-0106012	metallic-hellblau	CHF 9'800.00
RSYS-0106016	metallic-braun	CHF 9'800.00
RSYS-0106017	metallic-dunkelblau	CHF 9'800.00
RSYS-0106010	metallic-rot	CHF 9'800.00
RSYS-0106011	weiss	CHF 9'800.00