



## Elektromobil «Gatsby»



## Elektromobil «Gatsby»

**Das Elektromobil für Senioren. In der Schweiz entwickelt.**

- Führerschein- und zulassungsfrei
- Fahrgeschwindigkeit 10 km/h
- Reichweite bis zu 40 km

**Ja, es gibt Elektromobile in schön!**

Senioren dürfen erwarten, dass Hilfsmittel schön sind und im Alltag Freude bereiten. Der Gatsby ist das erste Elektromobil, das diesen Erwartungen gerecht wird. Inspiriert vom unvergesslichen Ford Model T, ist der Gatsby die perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil. TÜV-Zertifizierung und Zulassung als Medizinprodukt garantieren ein hochwertiges Qualitätsprodukt.

### Technische Daten

- Fahrgeschwindigkeit: 10 km/h



- Max. Nutzergewicht: 150 kg
- Batteriekapazität: 55 Ah x 2
- Ladegerät: 10 A
- Max. potenzielle Reichweite: 40 km
- Motorleistung: 950 W
- Verstellbare Lenksäule: Ja
- Voll-4-Rad-Federung: Ja
- Luft-Bereifung: 33 cm
- Gesamtbreite/-länge: 665/1'550 mm
- Sitzbreite/-höhe: 460/750 mm
- Mindestwendekreis: 1'940 mm
- Gewicht inkl. Batterien: 125 kg
- Farben: Schwarz, Rot, \*Pink und Grün

\* Die Farbe Pink ist nur als Sonderbestellung erhältlich. Bitte rechnen Sie mit längeren Lieferzeiten und/oder höheren Lieferkosten.



## Produktvariationen

SKU	Farbe	Preis
VIMO-0100041	gruen	CHF 4'450.00
VIMO-0100021	pink	CHF 4'450.00
VIMO-0100031	rot	CHF 4'450.00
VIMO-0100011	schwarz	CHF 4'450.00