



Sicherheitstechnische Kontrolle Premium für «RehaMove2» + 1 Jahr Anschlussgarantie



Premium-Sicherheitsüberprüfung + 1 Jahr Anschlussgarantie

- Kontrolle der elektrischen Sicherheit nach den gesetzlichen Anforderungen für medizinische Geräte mittels eines Prüfgerätes.
- Prüfung der Schnellstopptaste, Dreiradfunktion, Bewegungstrainerfunktion, ScienceMode-Funktion. Aktive Prüfung der elektrischen Kontakte.
- Die ordnungsgemäße Funktion der Kanäle wird mit Hilfe einer Testsoftware geprüft, ebenso werden die Anschlussbuchsen der Kanäle und die USB-Buchse untersucht.
- Austausch der Akkumulatoren, Aktualisierung der Hard- und Software auf den neuesten Stand (für Geräte, die nach Mai 2006 gebaut wurden). Austausch der Sicherheitsanzeigefolie.



-
- Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Stimulator ein neues Sicherheitssiegel und ein Jahr Anschlussgarantie.
 - Voraussetzung für die Anschlussgarantie ist, dass der Stimulator zur Überprüfung eingeschickt wird, wenn die elektrische Sicherheitsgarantie ausläuft.
 - Wenn Ihnen Fehler bekannt sind, melden Sie diese bitte im Voraus. Wir werden Ihnen ein Angebot unterbreiten.

Bitte senden Sie die folgenden Gegenstände zum Testen zurück:

- Elektrostimulationsgerät «RehaMove2»
- Schnellstopptaste

Beinhaltet nicht den Versand.



Produktangaben

Artikelnummer	HASO-FES00801
Regulärpreis	CHF 692.65
Ihr Preis	CHF 692.65
Rabatt	0%