



Gehtrainer «Meywalk 4»



Gehtrainer «Meywalk 4»

Der Meywalk-MK4-Gehtrainer ist ein ausgereift entwickeltes Therapiegerät mit einem breit gefächerten Spektrum an Therapiemöglichkeiten. Seinen Einsatzbereich findet er in der postoperativen Frühmobilisation, der Kontrakturprophylaxe, als Therapiemittel in der Rehabilitation von neurologischen und orthopädischen Erkrankungen und Verletzungen als auch als Alltagsgehilfe.

Produktdetails

Der Gehtrainer zeichnet sich aus durch einzigartiges Design, Funktion und hochwertige Werkstoffe.

- Er passt sich an die individuellen Bewegungen und Gangmuster des Körpers an.
- Stützt den Körper in aufrechter Position und vermittelt Sicherheit.
- Der Handbügel stützt und entlastet die Arme.
- Die Sitzeinheit ist beim Ein- und Aussteigen senkbar.
- Der Thoraxring hält den Benutzer fest im Sitz.
- Die eingebaute Federung und der dynamische Sitz unterstützen die



Gehfunktion.



Produktvariationen

SKU	Grösse	Preis
MEYL-011200	medium	CHF 4'468.65
MEYL-012000	mini	CHF 3'631.15
MEYL-013000	small	CHF 4'142.50
MEYL-011250	large	CHF 4'951.75