



Gehstütze «332 Big XL Kombi» überlang mit anatomischem Softgriff



Die starke 332 Big XL ist eine hochwertige Gehhilfe aus Aluminium bis zu einem Körpergewicht von 150 kg belastbar. Die Gehhilfe ist 13-fach im Unterteil und 3-fach im Oberteil in der Höhe zu verstellen. Die Kunststoffteile bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Material. Die Gummikapsel besteht aus Naturkautschuk mit Metalleinlage.

Wichtig: Krücken links und rechts sind nicht austauschbar.

Produktdetails

- Griffvariante: Anatomischer Softgriff
- Verstellart: Clip
- Griff bis Boden: 73–103 cm
- Verstellmöglichkeiten: 13-fach im Unterteil, 3-fach im Oberteil
- Mittelteilrohr: 23 mm
- Bügel bis Griff: 20 cm
- Bügelweite: 8 cm
- Maximale Belastung: 150 kg Körpergewicht



-
- Gewicht je Paar: 1.3 kg
 - Farben: Blau, Grau und Schwarz
 - Reflektoren an Vorder- und Rückseite
 - Verpackungseinheit: 1 Paar bestehend aus 1 x Gehstütze links und 1 x Gehstütze rechts



Produktvariationen

SKU	Farbe	Preis
OSSE-0105585	blau	CHF 94.10
OSSE-0105584	grau	CHF 94.10
