



Leichtmetall-Achselstütze «Ossenberg»



Leichtmetall-Achselstütze «Ossenberg»

Während und nach Reha Massnahmen entlasten Sie mit einer Achselstütze besonders die Knie und die Handgelenke.

Produktdetails

- Rohre silber eloxiert
- Griff durch Schraube, Unterteil durch Druckknopf höhenverstellbar
- Achsel- und Griffpolster aus PU-Schaum (auswechselbar)
- Gummikapsel mit Stahleinlage



Technische Daten

- Grösse klein: Achselhöhe 112 bis 132 cm | Abstand Achsel-Griff 35 bis 50 cm | Gewicht 850 g
- Grösse gross: Achselhöhe 133 bis 153 cm | Abstand Achsel-Griff 40 bis 55 cm | Gewicht 950 g
- Achsel-Polsterlänge 21 cm
- Grifflänge 10 cm
- Gummikapsel Auftrittfläche Ø 4.5 cm, Innen Ø 1.9 cm
- max. Belastbarkeit 120 kg Körpergewicht
- Verkaufseinheit: 1 Paar



Produktvariationen

SKU	Achselpolsterhöhe	Preis
REHA-321153	112-132-cm	CHF 79.95
REHA-321154	133-153-cm	CHF 79.95