



Gehstütze «220 Kombi» mit anatomischem Softgriff




"Der Klassiker" unter den Gehstützen mit einem anatomischen Handgriff aus antibakteriellem Material. Der anatomische Softgriff dämpft und absorbiert beim Gehen Schläge auf das Handgelenk.

Produktdetails

- Griffvariante: Anatomischer Softgriff
- Verstellart: Clip
- Griff bis Boden: 76–96 cm
- Verstellmöglichkeiten: 9-fach im Unterteil durch Clipverstellung
- Bügel bis Griff: 23 cm
- Bügelweite: 9.5 cm
- Maximale Belastung: 140 kg Körpergewicht



-
- Gewicht je Paar: 1.2 kg
 - Farben: Blau, Grau, Rot und Schwarz
 - Reflektoren an Vorder- und Rückseite
 - Verkaufseinheit: 1 Paar bestehend aus 1 x Gehstütze links und 1 x Gehstütze rechts



Produktvariationen

SKU	Farbe	Preis
OSSE-0105460PR	schwarz	CHF 79.95
OSSE-0105360	rot	CHF 79.95
OSSE-0105340	grau	CHF 79.95
OSSE-0105320	blau	CHF 79.95