



Gehstütze «220 Kombi» mit ergonomischem Hartgriff



Einfach verstellbare Gehhilfe, mit ergonomischem Handgriff. Die Unterarm-Gehstütze der Serie 220 vereint eine robuste Bauweise und ein ergonomisch anspruchsvolles Design. 2 eingebaute Rückstrahler, erhöhen die Sicherheit bei der Benutzung im Strassenverkehr.

Produktdetails

- Griffvariante: Ergonomischer Hartgriff
- Verstellbarkeit: 9-fach, Griffhöhe 76–96 cm
- Verstellart: Clip
- Bügeloberkante bis Griff: 23 cm
- Armbügelweite: 9.5 cm
- Gewicht: 1.2 kg je Paar
- CE-geprüft bis 135 kg
- Ersatzgummipuffer: 16 mm verwenden
- Farben: blau, grau, rot, schwarz
- Verkaufseinheit: 1 Paar



Produktvariationen

SKU	Farbe	Preis
OSSE-0103740	rot	CHF 41.05
OSSE-0103700	grau	CHF 41.05
OSSE-0103660PR	blau	CHF 41.05
OSSE-0103820	schwarz	CHF 41.05