



Eiskralle für Gehstöcke



Diese klappbare Kralle aus Metall gibt Ihrem Gehstock einen sicheren Halt bei Schnee und Eis.

Nur unten am Stock die Befestigungs-Schelle beidseitig verschrauben und schon ist Ihr Stock winterfest. Die Kralle passt auf alle Gehstöcke. Wenn Sie die Eiskralle nicht mehr benötigen, können Sie diese ganz einfach nach oben wegklappen. So kann der Gehstock problemlos sofort im Haus weiterbenutzt werden.

Produktdetails

- Passend für alle Stützen und Stöcke mit einem Rohrdurchmesser bis 20 mm
- Verkaufseinheit: 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer
Regulärpreis

EGRO-340099
CHF 11.70