



Betttisch • «Duo» • Mit verstellbarer Platte • Dekor Buche



Der Bett- und Beistelltisch «Duo» hat eine 2-geteilte Tischplatte. Der kleinere Teil bleibt immer in der Waagerechten, der grössere Teil lässt sich horizontal schwenken.

Mithilfe der 2-geteilten Tischplatte des «Duo» kann der Benutzer bequem eine Tasse Kaffee auf dem Tisch abstellen und zugleich den schwenkbaren Teil als Lesepult verwenden.

Produktdetails

- Tischplatte 6-stufig höhenverstellbar
- 4 Doppelaufrollen, 2 Rollen einzeln feststellbar
- schlanke, elegante Optik
- Fahrgestell mit höhenverstellbarem Bett-Tisch und höhenverstellbarer Ablageplatte
- Bett-Tisch zur Buchstütze schräg stellbar
- Bett- und Beistelltisch auf 4 Doppelaufrollen fahrbar, 2 Rollen einzeln feststellbar
- Fahrgestellrahmen mit Polyester-Pulverlack beschichtet und eingebrannt
- Bett-Tisch und Ablageplatte kunststoffbeschichtet
- Buche Dekor mit umlaufenden Massivholzanleimern

Technische Daten



-
- Höhe einstellbar von 79 bis 111 cm
 - Breite 81 cm
 - Gesamttiefe 40 cm
 - Ablageplatte 20 x 40 cm
 - Bett-Tischplatte 60 x 40 cm
 - Schwenkung der Tischplatte von +60° bis -90° in 15° Rasterung
 - Rollendurchmesser 5 cm
 - Max. Stützlast der Tischplatte in der Mitte 8 kg
 - Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer
Regulärpreis

EGRO-420055
CHF 189.00