



Niedrigbett «DALI low-entry» • Deko Buche • 90 x 200 cm



Niedrigbett «DALI low-entry» • Deko Buche • 90 x 200 cm

Niedrigbett zur Sturzprophylaxe ohne freiheitsentziehende Massnahmen. Die niedrige Höhe reduziert das Risiko von Sturzverletzungen.

Produktdetails

- 24-Volt-System
- 4-geteilte Liegefläche
- kabelloser Handschalter mit Clip zum Einhängen an die Seitensicherung ist per Bluetooth mit dem Bett vernetzt



-
- Fusstieflage standardmässig
 - digitale Vernetzung durch die kostenlose Dali-Lock-App zur Sperrung bestimmter Positionen
 - durchgehende Seitensicherung mit Easy-Click-System
 - schnelle Montage der Seitensicherung mit Easy Click
 - fahrbares Bettgestell mit gebremsten Rollen
 - Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar
 - alle Motoren lassen sich werkzeuglos entnehmen
 - Holzseitensicherungsholme

Technische Daten

- Aussenmasse Länge 225 cm, Breite 102 cm
- Liegefläche Länge 200 cm, Breite 90 cm
- Höhenverstellung 23 bis 63 cm
- Stellteilhöhe 73 bis 128 cm
- sichere Arbeitslast 175 kg
- Verkaufseinheit 1 Stück ohne Matratze



Produktvariationen

SKU	Lieferung	Preis
EGRO-469088	selbstabholer-fr-0-00	CHF 1'199.00
EGRO-469088LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 1'369.00
EGRO-469088LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 1'419.00
EGRO-469088LAI	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 1'469.00