



## Pflegebett «DALI» • Dekor Buche • 90 x 200 cm



## Pflegebett «DALI» • Dekor Buche • 90 x 200 cm

Das DALI ist ein robustes und wartungsarmes Bett das aus hochwertigen Materialien hergestellt wird.

Schnell, digital, komfortabel – die Dali-Serie bringt neue Lebensqualität in die häusliche Pflege.

### Produktdetails

- 24-Volt-System
- 4-geteilte Liegefläche
- kabelloser Handschalter mit Clip zum Einhängen an die Seitensicherung ist per Bluetooth mit



---

dem Bett vernetzt

- Fusstieflage standardmässig
- digitale Vernetzung durch die kostenlose Dali-Lock-App zur Sperrung bestimmter Positionen
- durchgehende Seitensicherung mit Easy-Click-System
- schnelle Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- fahrbares Bettgestell mit gebremsten Rollen
- Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar
- alle Motoren lassen sich werkzeuglos entnehmen
- Holzseitensicherungsholme

## Technische Daten

- Aussenmasse Länge 218 cm, Breite 102 cm
- Liegefläche Länge 200 cm, Breite 90 cm
- Höhenverstellung 40 bis 80 cm
- Stellteilhöhe 83 bis 123 cm
- sichere Arbeitslast 185 kg
- Verkaufseinheit 1 Stück ohne Matratze



## Produktvariationen

SKU	Lieferung	Preis
EGRO-469086	selbstabholer-fr-0-00	CHF 1'049.00
EGRO-469086LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 1'219.00
EGRO-469086LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 1'269.00
EGRO-469086LAI	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 1'319.00