



Schwerlast-Pflegebett «adiflex 220» • Dekor Havanna • 120 x 200 cm



Schwerlast-Pflegebett «adiflex 220» • Dekor Havanna • 120 x 200 cm

Speziell auf die Anforderungen schwergewichtiger Patienten ist das «adiflex» Schwerlastbett ausgerichtet. Mit seiner hohen Stabilität bietet es Patienten bis zu 220 kg Sicherheit und Komfort mit umfangreicher Liegeflächen- und Höhenverstellbarkeit.

Produktdetails


- 24V-Motorensystem
- Holzumbau
- Innenverkleidet
- 4-geteilte Liegefläche
- integrierte Holzseitengitter
- Federholzleisten mit Zonenverstärkung
- Primärsicherung im Netzstecker



- Sekundärsicherung (Polyswitch)
- Thermosicherung
- Sperreinrichtung
- Erstfehlersicherer Handschalter
- spezielles Spiralnetzkabel
- Zugentlastung am Netzkabel und Knickschutz
- Feuchtigkeitsschutz IPX4
- erwindungsfreie, hoch stabile Seitengitterholme

Technische Daten

- Aussenmasse 133 x 217 cm
- Liegeflächenmasse 120 x 200 cm
- Höhenverstellung 23 bis 83 cm
- Lifterunterfahrbarkeit 15 cm
- Seitengitterhöhe 37 cm mit Federholzleisten
- Gesamtgewicht 126 kg
- Sichere Arbeitslast 255 kg
- Max. Personengewicht 220 kg
- Holzumbau Havannadekor
- Verkaufseinheit 1 Stück ohne Matratze



Produktvariationen

SKU	Lieferung	Preis
EGRO-469051	selbstabholer-fr-0-00	CHF 2'279.00
EGRO-469051LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 2'449.00
EGRO-469051LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 2'499.00
EGRO-469051LAI	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 2'549.00