



## Bett • «Leichtgewicht-Pflegebett AKS L4» • Dekor Buche • 90 x 200 cm



Das Pflegebett L4 ist ein variables Leichtgewichtbett mit SMPS 29V. SMPS sind elektronisch geregelte Schaltnetzteile, die sich durch viele positive Eigenschaften auszeichnen, wie z.B. das geringe Gewicht, der automatische Überlastschutz, die Spannungsstabilität und die variable Eingangsspannung (z.B. 100 – 240 V).


### Ausstattung

- Holzumbau
- 4-geteilte Liegefläche
- Rückenteil und Oberschenkelteil elektrisch verstellbar
- 4 Rollen mit Einzelradfeststellung
- beidseitig integrierte, verdrehsichere Seitengitter
- ergonomische Handbedienung mit Grosstasten und integrierter Sperrfunktion
- SMPS-29V
- Aufrichter und Haltegriff

### Technische Daten



- 
- Aussenmasse 104.5 x 219 cm
  - Liegefläche 90 x 200 cm
  - Höhenverstellung ohne Matratze 40 bis 80 cm
  - Eingangsspannung variabel 100 bis 240 V
  - Leistungsaufnahme 90 W
  - Schutzklasse II
  - Schutzart SMPS-Gehäuse IP X6
  - Schutzart Motoren IP X4
  - sichere Arbeitslast bis 185 k
  - max. Patientengewicht 150 kg
  - Verkaufseinheit 1 Stück ohne Matratze



## Produktvariationen

SKU	pa_lieferung	Preis
EGRO-461082	selbstabholer-fr-0-00	CHF 859.00
EGRO-461082LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 1'029.00
EGRO-461082LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 1'079.00
EGRO-461082LAI	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 1'129.00