



Niedrigbett «DOMIFLEX niedrig classic» • 90 x 200 cm



Niedrigbett «DOMIFLEX niedrig classic» • 90 x 200 cm

Funktionales Niedrigbett für die häusliche Pflege

Patienten profitieren von der Sicherheit, die ein spezielles Niedrigbett bietet. Das domiflex niedrig classic ist auf nur 21 cm Höhe absenkbar und minimiert – idealerweise in Verbindung mit einer Abrollmatte – das Verletzungsrisiko beim unfreiwilligen Verlassen des Bettes etwa im Schlaf.

Durch die Einstellung von besonders niedrigen Liege- und Ruhepositionen kann bei sturzgefährdeten Patienten auf einschränkende oder fixierende Maßnahmen verzichtet werden. Der bewährte Komfortumfang der domiflex-Betten ermöglicht auch im Niedrigmodell die Einstellung vielfältiger Liegeflächen- und Pflegepositionen.

Produktdetails

- Mit elektrischer Höhen-, Rücken- und Beinteilverstellung
- Endstücke mit feuchtigkeitsbeständigen MDF-Platten
- Stellteile mit einzeln blockierbaren Lenkrollen



- 4-geteilte Liegefläche mit Federholzleisten
- Fussteil mit 3-fach Funktion
- Holzumbau mit beidseitig integrierten Holzseitengittern
- 24V-Motorensystem mit Spritzwasserschutz nach IPX4
- Hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz
- gesteigerte Stabilität durch doppelte Kröpfung der Aufnahmelaschen für die Liegefläche

Technische Daten

- Aussenmass ca. 103 x 221 x 80 cm
- Liegeflächenmass ca. 90 x 200 cm
- Höhenverstellung 21 bis 61 cm
- Einstiegshöhe 21 cm
- Rollendurchmesser 6.5 cm
- Seitengitterhöhe ab Liegeflächenrahmen 38.5 cm
- Gewicht ca. 82 kg
- Sichere Arbeitslast 170 kg
- Max. Personengewicht 135 kg
- Dekor Havanna oder Buche
- Verkaufseinheit 1 Stück ohne Matratze



Produktvariationen

SKU	Dekor	Lieferung	Preis
EGRO-469054	buche	selbstabholer-fr-0-00	CHF 1'299.00
EGRO-469054LB	buche	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 1'469.00
EGRO-469054LV	buche	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 1'519.00
EGRO-469054LAI	buche	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 1'569.00
EGRO-469049	havanna	selbstabholer-fr-0-00	CHF 1'299.00
EGRO-469049LB	havanna	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 1'469.00
EGRO-469049LV	havanna	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 1'519.00
EGRO-469049LAI	havanna	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 1'569.00