



Bett • «Pflegebett belluno» • Dekor Havanna • 90 x 200 cm



Das vielseitige Hauspflegebett «belluno» ist das ideale Pflegebett für alle, die in der häuslichen Pflege besonderes Augenmerk auf Qualität und hochwertige Verarbeitung legen. Mit diesem modernen Klassiker liegen Sie immer richtig.

Produktdetails


- 4-geteilte Liegefläche
- elektrische Verstellung von Rücken - und Beinteil mit automatischer Dreifachfunktion
- elektrische Höhenverstellung
- Qualitäts-Lattenrost mit Federholzleisten und Kautschukhaltern
- einzeln blockierbare Lenkrollen
- inkl. Seitengitter, Aufrichter und Handgriff
- Motoren: 24V-Motorensystem mit Spritzschutz nach IPX4
- hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz
- SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung

Technische Daten

- Aussenmasse 103 x 213 cm



-
- Liegefläche 90 x 200 cm
 - Höhenverstellung 36 bis 80 cm
 - Lifterunterfahrbarkeit >15 cm
 - Seitensicherungshöhe 37 cm
 - sichere Arbeitslast bis 200 kg
 - max. Patientengewicht 165 kg
 - Gesamtgewicht ca. 98 kg
 - Verkaufseinheit 1 Stück ohne Matratze



Produktvariationen

SKU	pa_lieferung	Preis
EGRO-469037	selbstabholer-fr-0-00	CHF 1'439.00
EGRO-469037LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 1'609.00
EGRO-469037LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 1'659.00
EGRO-469037LAI	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 1'709.00