



Pflegebett «allegra Living» • Dekor Buche • 90 x 200 cm



Pflegebett «allegra Living» • Dekor Buche • 90 x 200 cm

Das Pflegebett "allegra Living" ist ein vielseitiges Pflegebett. Die wohnliche Behaglichkeit, die stabile Konstruktion sowie die qualitative Verarbeitung sind bei diesem Pflegebett selbstverständlich.

Das Pflegebett bietet eine hohe Sicherheit im Pflegealltag. Neben dem attraktiven Design und der soliden Verarbeitung besticht es vor allem durch ein extrem schwingungsarmes Verhalten in jeder Höhenverstellung.

Das "allegra Living" Pflegebett hat alle Standardverstellungen eines normalen Pflegebettes. So lässt sich die Höhe, sowie das Kopf- und Fussteil, die 4-geteilte Liegefläche, die Trendelenburg- und Anti-Trendelenburgfunktion (Kopf- und Fusstieflage) elektromotorisch verstellen.



Das stabile Pflegebett «allegra Living» – mit verkleideten Rollen

Neben den Vorzügen aller allegra-Modelle ist die Besonderheit dieses Pflegebettes vor allem im optischen, wohnlichen Design zu sehen. Die elegant verkleideten Rollen geben dem Bett ein wohnliches Aussehen. Das im Bettdesign integrierte Fahrgestell und Hebesystem ist voll unterfahrbar und bedeutet somit eine grosse Erleichterung für die pflegenden Angehörigen und macht das Bett äusserst bedienerfreundlich.

Produktdetails

- Liegefläche: 90 x 200 cm
- Besonders wohnliches und formschönes Pflegebett auf Metallfüssen
- Verkleidete Rollen sorgen für ein wohnliches Aussehen und ermöglichen die Verfahrbarkeit des Pflegebettes in allen Positionen
- Vollelektrisch verstellbar
- In Höhe und Lage sofort verfahrbar
- Extreme Bedienerfreundlichkeit für Personal oder pflegende Angehörige
- Benutzerfreundlich für Patient oder Bewohner
- Trennen der vier geteilten Liegefläche vom Fahrgestell mit wenigen Handgriffen möglich (einfacher Transport)
- Wohnlicher Holzumbau mit integrierten Bettgittern
- Sehr hochwertige und stabile Verarbeitung
- Sehr hohe Lebensdauer (made in Germany)
- Stabile und schwingungsarme Konstruktion
- Farbe: Dekor Buche
- Verkaufseinheit 1 Stück ohne Matratze



Produktvariationen

SKU	Lieferung	Preis
MUEH-0072620	selbstabholer-fr-0-00	CHF 2'545.00
MUEH-0072620LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 2'715.00
MUEH-0072620LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 2'765.00
MUEH-0072620LAI	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 2'815.00