



Dreh- & Aufstehbett «mobilia cura e plus»



Dreh- & Aufstehbett «mobilia cura e plus»

Das Sitz- und Aufstehbett «mobilia cura e plus» wurde nach besonderen Anforderungen von schwerstpflegebedürftigen Patienten im häuslichen aber auch stationären Bereich entwickelt.

Durch das mobilia Sitz- und Aufstehbett wird dem Patienten die Fähigkeit zurück gegeben, völlig eigenständig oder mit nur minimaler Unterstützung aus dem Bett aufzustehen.

In seiner Grundkonstruktion basiert es auf einem Scherenhub-System, was vor allem für extreme Stabilität steht.

Produktdetails

- vollelektrische Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
- vollelektrische Dreh- und Aufstehfunktion
- Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne sowie Höhenverstellung und Aufstehhilfe



- mit Lifter unterfahrbar
- Liege- und Sitzhöhe von 48–88 cm stufenlos elektrisch verstellbar
- In seiner Grundkonstruktion basiert es auf einem Scherenhub-System, was vor allem für extreme Stabilität steht.

Vorteile

- Für die Pflege zu Hause oder auch im Heim
- Der Patient/zu Pflegenden kann völlig eigenständig oder mit nur minimaler Unterstützung aus dem Pflegebett aufstehen
- Unterstützt das selbständige Hinlegen in das Pflegebett
- Deutliche Verbesserung der Mobilität durch drehbare Liegefläche und zusätzlicher Aufstehfunktion
- Vereinfachung und Entlastung der Pflegetätigkeit von Angehörigen, Pflegepersonal und Patienten
- Verbesserung der Eigenständigkeit des zu Pflegenden
- Mobilisation/Transfers der Patienten wird erheblich erleichtert und von den Pflegebedürftigen als angenehm empfunden
- Der Patient bewegt sich regelmässiger und nimmt wieder mehr und aktiv am Leben teil
- Gibt dem Patienten Unabhängigkeit vom Pflegepersonal und spart damit Pflegekosten
- Beugt Arbeitszeitausfall und Berufskrankheiten beim Pflegepersonal vor
- Fördert die aktive Teilnahme des Pflegebedürftigen, da selbständiges Essen, Sitzen und Aufstehen möglich ist
- Stärkung der Herz- und Kreislauffunktionen
- Selbsterklärende Bedienung
- Transferaktionen werden vereinfacht
- Mit Patientenlifter unterfahrbar
- Hohe Sicherheit durch Beachtung des MPG
- Handschalter sperrbar
- Made in Germany

Basisausstattung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilte Liegefläche mit Holzlatenrost
- Liegeflächenverstellung: E-Motor
- Liegeflächendrehung: beidseitig wählbar Drehung links/rechts
- Rollenfeststellung: 75er Rollen 2-Rad-Zentralfeststellung
- Höhenverstellung: 48–88 cm, stufenlos elektrisch verstellbar
- Holzumbau: Buche-Dekor natur
- Seitengitter: ohne Seitengitter
- Armlehnen: ohne Armlehnen
- Antrieb: Motor IP 54 ohne Netzfreeschaltung



- Hub: Frontenhub
- Gewicht: ca. 125 kg
- Lieferumfang: inkl. Matratze, Spannbezug, Aufrichter und Griff
- Sichere Arbeitslast: 135 kg
- Max. Personengewicht: 100 kg

Sonderausstattung auf Anfrage möglich

- Holzdekore z.B. Kirsche, Ahorn, Nussbaum etc.
- Liegefläche mit Stahlgitter
- Metallbeschichtung in anderen RAL-Farben
- verkürzte Liegefläche
- andere Liegeflächenbreiten
- Seitengitter
- Armlehnen



Produktvariationen

SKU	Liegefläche	Lieferung	Preis
	drehung-nach-links	selbstabholer-fr-0-00	CHF 7'149.00
	drehung-nach-links	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 7'319.00
	drehung-nach-links	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 7'369.00
	drehung-nach-links	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 7'419.00
	drehung-nach-rechts	selbstabholer-fr-0-00	CHF 7'149.00
	drehung-nach-rechts	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	CHF 7'319.00
	drehung-nach-rechts	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	CHF 7'369.00
	drehung-nach-rechts	lieferung-aufbau-instruktion-fr-270	CHF 7'419.00